



产品

2M 咪唑溶液 (pH8.0)

产品名称	产品编号	产品规格
2M 咪唑溶液 (pH8.0)	20PE02-500	500ml

产品描述

咪唑, 一种常用生化试剂, 特别适用于pH 6.2-7.8范围内的缓冲液, 也是一种二价金属离子螯合剂。在蛋白纯化中, 咪唑可作为洗脱组分用于洗脱含多聚组氨酸的蛋白或多肽, 以及用于蛋白检测等。

产品组分

组分	浓度
咪唑	2M
PH约为8.0 (25°C)	

运输和保存方法

常温运输。2-8°C或室温保存, 避光, 保质期6个月。

注意事项

- 1) 在使用咪唑 的过程中要注意避免溶液被微生物污染。
- 2) 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作
- 3) 本产品仅作科研用途。