



产品

200mM咪唑缓冲液(含PBS)

产品名称	产品编号	产品规格
200mM咪唑缓冲液 (含PBS)	20PE05-500	500ml

产品描述

200mM咪唑缓冲液(含PBS), 含高浓度咪唑, 在蛋白质纯化过程中, 用于对柱子的洗脱(得到目的蛋白)。

产品组分

组分	浓度
NaCl (终浓度)	500mM
PBS	2XPBS
咪唑	200mM

运输和保存方法

常温运输, 2-8°C或室温保存, 有效期2年。

注意事项

- 1) 在使用200mM咪唑缓冲液(含PBS)的过程中要特别注意避免溶液被微生物污染。
- 2) 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作
- 3) 本产品仅作科研用途。