



产品

1M Tris-HCl PH8.5缓冲液

产品名称	产品编号	产品规格
1M Tris-HCl PH8.5缓冲液	20PE26-500	500ml

产品描述

Tris-HCl缓冲液 (1M, pH=8.5, 无菌) 高温灭菌处理被广泛用作核酸和蛋白质的溶剂, pH可根据客户需要在7.0~9.0。,

产品组分

组分	浓度
Tris-HCl	1M
PH约为8.5 (25°C)	

运输和保存方法

常温运输。2-8°C或室温保存, 避光, 2年有效。

注意事项

- 1) 在使用Tris-HCl的过程中要注意避免溶液被微生物污染。
- 2) 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作
- 3) 本产品仅作科研用途。